

ARTICOLO CAN216

REINTEGRO PER ARMADIETTO E VALIGETTA GRUPPO AB CONTENUTO BASE

FAMIGLIA MERCEOLOGICA
 Pronto soccorso aziendale

DATI GENERALI

Descrizione

Ricambio completo per armadietto e valigetta Gruppo AB senza sfigmomanometro.

Codice
77520



Caratteristiche generali

Contenuto conforme all'All. 1 del D.lgs. 81/2008-D.M.388/2003 per aziende del gruppo AB

- | | |
|--|---|
| 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.2003 | 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari |
| 5 paia di guanti sterili monouso | 1 termometro clinico digitale |
| 1 visiera paraschizzi | istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i |
| 1 litro di sol. cutanea di iodopovidone al 10% di iodio (PMC per cute integra) | primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza |
| 1500 ml di sol.fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) | |
| 10 compresse di garza sterile 10X20 in buste singole | |
| 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole | |
| 2 teli monouso cm 40x 60 | |
| 2 pinzette da medicazione sterili monouso | |
| 1 confezione di rete elastica di misura media | |
| cotone idrofilo | |
| 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso | |
| 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5 | |
| 1 paio di forbici | |
| 3 lacci emostatici | |
| 2 confezioni di ghiaccio pronto uso | |

Norma CE :I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi alla CE 93/42 e al DL 24.2.97